

Électricité

Moteur à courant continu

Réf :
282 060

Français – p 2

Version : 4106

Moteur 12 V sur support

1. Description

Cette maquette est constituée d'un moteur électrique à courant continu monté sur un support. Il peut être posé sur une table ou pailasse sans risque de tomber.

Son alimentation se réalise en 12 V via les 2 douilles de sécurité.

Il permet par exemple d'évaluer qualitativement le lien entre la vitesse de rotation et la tension.



Il peut également être utilisé en fin d'une chaîne d'énergie.
La poulie positionnée sur l'axe du moteur permettant un usage assez libre.

2. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation maximale = 12 V
Courant à vide = 0,26 A
Courant maximal = 1,2 A
Vitesse de rotation : 3260 ±330 tours/min
Connexions : douilles de sécurité Ø 4 mm
Dimensions : 150 × 90 × 85 mm

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

* 0,15€ TTC/min. à partir un téléphone fixe

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr

Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediately to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.

** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr
International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr
SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux